

**Bagni ad acqua senza agitazione serie SUB Aqua Pro****Grant**

Bagni ad acqua senza agitazione serie SUB Aqua Pro. Prodotti di alta qualità con eccellente stabilità di temperatura, in un pacchetto risparmio che incontra le necessità dei ricercatori di tutto il mondo. Il range SUB Aqua Pro è composto da 8 modelli, incluso il bagno a secco e il bagno doppio

- Tre temperature programmabili preselezionate
- Rubinetto di scarico per SUB Aqua 12 Pro, 18 Pro, 26 Pro e 34 Pro
- Pannello frontale bloccato
- Timer con conto alla rovescia con allarme acustico
- Funzionamento da +5°C sopra temp. ambiente a +99°C
- Controllo digitale PID per riscaldamento veloce e controllo preciso nel range di temperatura
- Protezione del campione e arresto termico fissato sono regolabili dall'operatore
- Vasche in acciaio inossidabile di grado elevato
- Interfaccia semplice e intuitiva
- Coperchio antigoccia Grant in policarbonato e vassoio inclusi come standard
- Ampio range di vasche con varie dimensioni ed accessori opzionali per soddisfare esigenze diverse.

Disponibili a 120V o 230V.

Sfere o coperchio in PP come accessori sono da utilizzare quando si lavora a temperature comprese tra +60 e +100°C. Oltre i 100°C è necessario utilizzare solo il coperchio. Si prega di ordinare a parte sfere.



Code	Description	Packaging
LLG09905861	Bagnomaria SUB Aqua 2s Pro, 2 L, int. 289x139x47 mm h mm est.335x215x150 h mm	1 pz.
LLG09905860	Bagnomaria SUB Aqua 2 Pro, 2 L, int. 131x117x132 h mm est.185x200x200 h mm	1 pz.
LLG09905863	Bagnomaria SUB Aqua 12 Pro, 12 L, int. 306x281x132 h mm est.360x380x225 h mm	1 pz.
LLG09905867	Bagnomaria SUB Aqua Dual Pro 5/12 L int. 281x131x132/306 mm est.545x380x225mm	1 pz.
LLG09905866	Bagnomaria SUB Aqua 34 Pro, 34 L, int. 281x635x180 h mm est.335x770x275 h mm	1 pz
LLG09905864	Bagnomaria SUB Aqua 18 Pro, 18 L, int. 281x485x132 h mm est.335x590x275 h mm	1 pz.
LLG09905865	Bagnomaria SUB Aqua 26 Pro, 26 L, int. 278x481x182 h mm est. 335x590x275 h m	1 pz.
LLG09905862	Bagnomaria SUB Aqua 5 Pro, 5 L, int. 281x131x132 h mm est.335x215x200 h mm	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

