

**Bagni ad acqua digitali JB Nova****Grant**

Bagni ad acqua digitali JB Nova. Bagni ad acqua per usi generali con controllo stabile della temperatura, controllo semplice e riscaldamento rapido. Quattro modelli a scelta con un vassoio di base e coperchio forniti di serie.

- Temperatura da +5°C ambiente a 95°C
- Tecnologia unica Set and Forget™, rapido e preciso controllo della temperatura
- Stabilità $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Controlli semplici ed intuitivi, regolazione temperatura semplice e veloce
- Rubinetto di scarico sui bagni da 12 L, 18 L e 26 L
- Pratico blocco del pannello frontale
- Disabilitazione dei controlli del pannello frontale per evitare variazioni involontarie della temperatura
- 3 anni di garanzia.

Sfere o coperchio in PP come accessori sono da utilizzare quando si lavora a temperature comprese tra +60 e +100°C. Oltre i 100°C è necessario utilizzare solo il coperchio. Si prega di ordinare a parte sfere.



Code	Description	Packaging
LLG09905871	Bagnomaria NOVA JBN12, 12 L, int. 315x290x115mm est. 380x360x225mm	1 pz.
LLG09905872	Bagnomaria NOVA JBN18, 18 L, int. 495x290x165mm est. 590x335x275mm	1 pz.
LLG09905873	Bagnomaria NOVA JBN26, 26 L, int. 495x290x165mm est. 590x335x275mm	1 pz.
LLG09905870	Bagnomaria NOVA JBN5, 5 L, int. 145x290x115mm est. 215x335x200mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

