



Accessori per Liofilizzatore da laboratorio VaCo 5



Code	Description	Packaging
LLG04672320	Rack di asciugatura, in acciaio inossidabile	1 pz
LLG04672321	Camera in vetro acrilico, Ø 300 x 450 mm	1 pz
LLG04672322	Camera in acciaio inossidabile, Ø 300 x 450 mm	1 pz
LLG04672323	Coperchio per camera in vetro acrilico e in acciaio inossidabile	1 pz
LLG04672324	Coperchio per camera in vetro acrilico e in acciaio inossidabile con 8 connessioni per il vuoto (asciugatura del pallone )	1 pz
LLG04672325	Inserto per rack con 1 ripiano, Ø 272 mm, non riscaldato	1 pz
LLG04672326	Ripiano aggiuntivo per inserto per rack, non riscaldato (max. 5 pezzi aggiuntivi)	1 pz
LLG04672329	Controllo del vuoto VaCo 5 (valvola magnetica alla pompa per vuoto)	1 pz
LLG04672330	Pompa per vuoto a 2 stadi, 9.7 m <sup>3</sup> /h, tipo RV8	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

