



uniREFRACTO 5 pro è un rifrattometro portatile digitale a 3 scale, compatto, per misurare ad es. Brix e indice di rifrazione dei liquidi. Due scale sono preimpostate su 0 - 95% Brix e 1,33 - 1,54 RI, la terza scala può essere selezionata liberamente tra più di 45 scale diverse, tra cui Brix, indice di rifrazione, AdBlue®, °Baume, °Butyro, % glicole etilenico, % Cloruro di calcio e gravità specifica. Tutte e tre le scale possono essere selezionate e modificate liberamente. L'operazione è semplice e veloce, la calibrazione può essere eseguita facilmente con acqua distillata. L'alloggiamento impermeabile (IP 65) consente la pulizia sotto acqua corrente.

- Facile passaggio tra le tre scale;
- Display LCD a 4 cifre;
- Correzione automatica della temperatura;
- Piastra per campioni in acciaio inossidabile.

La fornitura include: Rifrattometro, copertina protettiva.

Caratteristiche

- Risoluzione: 0.1 % Brix / 0.0001 RI;
- Accuratezza: ± 0.2 % Brix / ± 0.0003 RI;
- Temperatura operativa: 5 ... 40 °C;
- Temperatura di misura campione: 5 ... 80 °C;
- Umidità relativa: < 95 %;
- Dimensioni (L x P x H): 120 x 55 x 35 mm;
- Peso: 180 g;
- Alimentazione: 2 x AAA/LR03;
- Codice IP: IP65;
- Garanzia: 3 anni.



Code	Description	Packaging
LLG06263632	uniREFRACTO 5 pro	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

