

**Sistema da vuoto portatile, CP1 - CP2****KGW**

Sistema da vuoto portatile, CP1 - CP2. Sistema con due trappole di condensazione che possono essere azionate in parallelo o alternativamente. Il sistema consiste in un'intelaiatura di alluminio montata su ruote bloccabili, con un ripiano più basso di appoggio in P.E., per la pompa da vuoto, ed uno alto in P.E. per contenere le due trappole. Riescono a stoccare un volume di condensato pari a circa 150 ml. I giunti sferici sono ermeticamente sigillati con O-ring rivestiti in FEP. Fornito senza pompa. L'assemblaggio standard è studiato per utilizzo con LN2 come refrigerante. Quando si utilizza CO2 e acetone si prega di ordinare 2 x griglie CO2 (cod. 9.032 081).



Code	Description	Packaging
LLG09881380	Sistema da vuoto portatile, con manometro	1 pz.
LLG09881381	Sistema da vuoto portatile, senza manometro	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

