

**Sale rigenerante per lavavetreria Ausilab 260****CARLO ERBA Reagents**

Sale rigenerante per lavavetreria Ausilab 260 - 98% NaCl - per lavastoviglie con dosaggio automatico - colore: bianco - solido cristallino - ideale per pulire a fondo qualsiasi tipo di lavavetreria - non deve essere diluito ma utilizzato direttamente all'interno della vaschetta apposita della lavavetreria - prodotto adatto per l'uso nell'industria alimentare - fornito in confezione da 5 kg.



Code	Description	Packaging
FG20C1156C5	Sale rigenerante per lavavetreteria Ausilab 260	5 kg



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

