

**Frigo-congelatore combinato LCRR****Evermed**

I frigoriferi combinati per laboratorio LCRR sono strumenti essenziali per conservare in modo sicuro e affidabile prodotti sensibili come vaccini, reagenti e campioni biologici che richiedono temperature diverse in un unico armadio.

I frigoriferi combinati per laboratorio LCRR sono disponibili in lamiera d'acciaio plastificata bianca con trattamento antibatterico o in acciaio INOX per una finitura di alta qualità (a seconda dei modelli).

La gamma di frigoriferi per laboratorio a doppia temperatura LCRR dispone di 4 modelli diversi (ognuno diviso in due scomparti di pari volume) che variano in capacità da 260 a 625 litri. Ciò consente di trovare sempre la dimensione ideale per rispondere a qualsiasi necessità di volume di stoccaggio.

Le porte isolate sono realizzate con schiuma poliuretanicca ad alta densità e rivestite, a seconda delle versioni, con lo stesso materiale della struttura per garantire un maggiore isolamento termico creando un ambiente ideale per la conservazione di preziosi campioni e materiali altamente termosensibili.

La dotazione interna è costituita da ripiani grigliati, che consentono una corretta circolazione dell'aria fredda e una distribuzione uniforme della temperatura.

Inoltre, è possibile combinare ripiani, cassette e cestelli per ottimizzare al meglio l'organizzazione dei prodotti conservati.

L'illuminazione interna con lampada LED dei nostri frigoriferi per laboratorio a doppia temperatura LCRR offre una visibilità chiara dei contenuti, facilitando la ricerca e l'individuazione dei prodotti. La refrigerazione ventilata assicura una distribuzione uniforme e ottimale del freddo, evitando la formazione di disomogeneità termica.

L'offerta consente, inoltre, la scelta tra due sistemi di controllo elettronico-digitale (uno per ogni scomparto) : LITE completo ed essenziale con allarmi acustici e visivi per le condizioni di criticità e l'innovativo ADVANCED con



display touch 7" a colori, accesso multi utente, grafico di temperatura, registrazione automatica di dati, eventi ed allarmi nonché batteria di supporto in caso di mancanza tensione per una gestione superiore di tutte le funzionalità. Con le loro caratteristiche avanzate, le capacità diverse, le svariate opzioni di finitura e la possibilità di scelta del pannello di controllo, i nostri LCRR si adattano perfettamente alle specifiche esigenze di strutture sanitarie e di ricerca a vari livelli, garantendo performances di conservazione ottimali.

Code	Description	Packaging
AMC600L	FRIGO/FRIGO COMBINATO LCRR 260 W LITE, temp. regolabile 0 / +15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Capacità lorda/netta (litri): 150+150/130+130 - Dim. (LxPxH cm): 53x64x160	1 pz.



Code	Description	Packaging
AMC601T	FRIGO/FRIGO COMBINATO LCRR 260 W ADV, temp. regolabile 0 / +15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Capacità lorda/netta (litri): 150+150/130+130 - Dim. (LxPxH cm): 53x64x160	1 pz.
AMD700L	FRIGO/FRIGOCOMBINATO LCRR 370 W LITE, temp. regolabile 0 / +15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Capacità lorda/netta (litri): 200+200/180+180 - Dim. (LxPxH cm): 60x65x202	1 pz.
AMD701T	FRIGO/FRIGO COMBINATO LCRR 370 W ADV, temp. regolabile 0 / +15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Capacità lorda/netta (litri): 200+200/180+180 - Dim. (LxPxH cm): 60x65x202	1 pz.
AMF300L	FRIGO/FRIGO COMBINATO LCRR 530 W LITE, temp. regolabile 0 / +15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Capacità lorda/netta (litri): 300+300/265+265 - Dim. (LxPxH cm): 75x74x212	1 pz.
AMF301T	FRIGO/FRIGO COMBINATO LCRR 530 W ADV, temp. regolabile 0 / +15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Capacità lorda/netta (litri): 300+300/265+265 - Dim. (LxPxH cm): 75x74x212	1 pz.
AMG252L	FRIGO/FRIGO COMBINATO LCRR 625 S LITE, temp. regolabile 0 / +15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Capacità lorda/netta (litri): 350+350/300+300 - Dim. (LxPxH cm): 75x82x210	1 pz.
AMG253T	FRIGO/FRIGO COMBINATO LCRR 625 S ADV, temp. regolabile 0 / +15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Capacità lorda/netta (litri): 350+350/300+300 - Dim. (LxPxH cm): 75x82x210	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

