

**FRIGO-CONGELATORE PORTATILE EPRF HC****Evermed**

La serie EPRF-HC è progettata appositamente per le esigenze critiche del settore farmaceutico e medico. Questi dispositivi portatili garantiscono sicurezza nella conservazione e nel trasporto dei campioni più preziosi.

Scegliete la serie EPRF-HC di Evermed per una soluzione di conservazione portatile affidabile che risponde alle esigenze più critiche del settore farmaceutico e medico. Contattateci per ulteriori informazioni e per individuare il modello che meglio si adatta alle vostre esigenze specifiche.

I frigoriferi/congelatori portatili della serie EPRF-HC sono costruiti per resistere alle sfide del trasporto, con una robusta struttura esterna in materiale plastico anti-urto, abbinata a un rivestimento interno in alluminio che offre protezione e isolamento termico ottimale.

La serie offre quattro modelli tra cui scegliere, con capacità che variano da 22 a 82 litri, in modo da poter trovare la dimensione perfetta per le vostre esigenze specifiche. Il controllo elettronico-digitale della temperatura consente di mantenere la precisione nelle impostazioni, con la possibilità di raggiungere temperature fino a +40°C e fino a -24°C. Inoltre, l'allarme acustico e visivo garantisce il monitoraggio costante della temperatura.

Un'altra caratteristica distintiva di questa serie è la flessibilità del range di temperatura frigo-freezer esteso, che consente di adattare il dispositivo alle diverse esigenze dei vostri campioni. I frigoriferi/congelatori EPRF-HC funzionano su voltaggi da 12/24V a 110-230V/50-60Hz, rendendo possibile l'utilizzo in qualsiasi situazione. La refrigerazione statica a compressore assicura una distribuzione uniforme del freddo all'interno del frigorifero/congelatore, garantendo che i campioni siano protetti da sbalzi di temperatura.



| Code   | Description   | Packaging |
|--------|---|-----------|
| DDA224 | FRIGO/CONGELATORE PORTATILE EPRF 22 HC MINI, temp. +40°C / -24°C, refrigerazione statica, cap. 22 litri, dim. esterne (LxPxH mm) 380x590x480  | 1 pz.     |
| DDA324 | FRIGO/CONGELATORE PORTATILE EPRF 32 HC MINII, temp. +40°C / -24°C, refrigerazione statica, cap. 32 litri, dim. esterne (LxPxH mm) 390x670x480 | 1 pz.     |
| DDA564 | FRIGO/CONGELATORE PORTATILE EPRF 56 HC MINI, temp. +40°C / -24°C, refrigerazione statica, cap. 56 litri, dim. esterne (LxPxH mm) 800x500x500  | 1 pz.     |
| DDA824 | FRIGO/CONGELATORE PORTATILE EPRF 82 HC MINI, temp. +40°C / -24°C, refrigerazione statica, cap. 82 litri, dim. esterne (LxPxH mm) 940x560x550  | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

