

**Cappa chimica ChemFAST Elite****Faster**

Cappa chimica ChemFAST Elite - cappa di aspirazione a filtrazione molecolare - per la protezione di operatore e ambiente nei confronti di agenti chimici, solventi, vapori e aerosol - ideale per l'uso moderato con composti chimici volatili.

Da accessoriare con filtri dedicati disponibili in ampia gamma da selezionare in base all'applicazione.

Caratteristiche tecniche:

- Controllo a **microprocessore**: è possibile settare la velocità dell'aria mediante sistema digitale, monitorare in continuo le condizioni operative e lo stato di intasamento del/i prefiltro/i o di saturazione del/i filtro/i e inserire dati utili quali il tempo di utilizzo del filtro e la data di sostituzione dello stesso;
- **Testata di aspirazione**: in acciaio ferro carbonio verniciato, già **completa di prefiltri** ad alte prestazioni;
- Il materiale filtrante è permanentemente caricato con forti cariche dielettriche per assicurare la rimozione di particolato - la combinazione tra le cariche elettriche e la struttura aperta permette un'**alta efficienza di filtrazione**, una **ridotta perdita di carico** ed una **grande capacità di ritenzione**;
- **Struttura** in acciaio galvanizzato rivestito con vernice epossidica;
- **Laterali e pannello frontale** in vetro temperato;
- **Pannello di fondo** in lamiera verniciata con polveri epossidiche;
- **Piano di lavoro** in materiale PVC resistente ad acidi e solventi, disponibile su richiesta in acciaio inossidabile AISI 316L;
- Non necessita di collegamento con l'esterno;
- Dotata di **illuminazione** fluorescente;
- A richiesta accessoriabile con tavolo di sostegno, carrello mobile, presa di tensione e rubinetto manuale per gas/vuoto;
- Alimentazione: 230 V 50 Hz monofase.

Le cappe ChemFAST montano il seguente numero di filtri:



Filtri per ChemFAST 06/12:

- n°1 filtro per ChemFAST 06
- n°2 filtri per ChemFAST 12

Filtri per ChemFAST 09:

- n°2 filtri per ChemFAST 09

Filtri per ChemFAST 15:

- n°2 filtri per ChemFAST 06/12
- n°1 filtro per ChemFAST 09

Accessori e optional disponibili a richiesta.

Code	Description	Packaging
F00001830000	cappa ChemFAST Elite 06 - dim.ext.595x660x1120 h mm, int.553x600x660 h mm	1 pz
F00001840000	cappa ChemFAST Elite 09 - dim.ext.885x760x1120 h mm, int.823x600x660 h mm	1 pz
F00001850000	cappa ChemFAST Elite 12 - dim.ext.1185x660x1120 h mm, int.1123x600x660 h mm	1 pz
F00001860000	cappa ChemFAST Elite 15 - dim.ext.1500x660x1120 h mm, int.1438x600x660 h mm	1 pz



Code	Description	Packaging
F00001870000	cappa ChemFAST Elite 18 - dim.ext.1800x760x1120 h mm, int.1738x600x660 h mm	1 pezzo

Accessories

Code	Description	Packaging
FX0000834400	Cassone senza filtro per filtro addizionale per ChemFAST 06 senza raccordo	1 pezzo
FX0000834500	TAVOLO DI SUPPORTO per ChemFAST 06	1 pz
FX0000834510	CARRELLO MOBILE per ChemFAST 06	1 pz
FX0000844000	PREFILTRI per ChemFAST 09	10 pz
FX0000844010	FILTRO A/C per ChemFAST 09 - usi generali 9 kg	1 pz
FX0000844020	FILTRO SULF per ChemFAST 09 - composti di zolfo 10 kg	1 pz
FX0000844030	FILTRO UR per ChemFAST 09 - SO ₂ , H ₂ S, urine, escreti, odori animali 10 kg	1 pz
FX0000844040	FILTRO AM per ChemFAST 09 - ammoniaca ed ammine 14.4 kg	1 pz
FX0000844050	FILTRO CYAN per ChemFAST 09 - cianuri 10 kg	1 pz
FX0000844060	FILTRO MER per ChemFAST 09 - vapori di mercurio 10 kg	1 pz
FX0000844070	FILTRO ACR per ChemFAST 09 - iodio radioattivo 10.5 kg	1 pz
FX0000844080	FILTRO FOR per ChemFAST 09 - formalina 11.5 kg	1 pz
FX0000844400	Cassone addizionale filtro espulsione A/C ChemFAST 09 12 18 senza raccordo	1 pezzo
FX0000844410	Contentitore per filtri in espulsione A/C per ChemFAST 09/12, con raccordo	1 pezzo
FX0000844420	Cassone per filtro addizionale HEPA per ChemFAST 09-12 senza raccordo	1 pezzo



Code	Description	Packaging
FX0000844500	TAVOLO DI SUPPORTO per ChemFAST 09	1 pz
FX0000844510	CARRELLO MOBILE per ChemFAST 09	1 pz
FX0000844520	Tavolo con ruote per ChemFAST 09, completo di piano di lavoro e lavello	1 pezzo
FX0000854000	PREFILTRI PER ChemFAST 06/12	10 pz
FX0000854010	FILTRO A/C per ChemFAST 06/12 - usi generali 13 kg	1 pz
FX0000854020	FILTRO SULF per ChemFAST 06/12 - composti di zolfo 15.5 kg	1 pz
FX0000854030	FILTRO UR per ChemFAST 06/12 - SO ₂ , H ₂ S, urine, escreti, odori animali 15.	1 pz
FX0000854040	FILTRO AM per ChemFAST 06/12 - ammoniaca e ammine 21.5 kg	1 pz.
FX0000854050	FILTRO CYAN per ChemFAST 06/12 - cianuri 15.5 kg	1 pz
FX0000854060	FILTRO MER per ChemFAST 06/12 - vapori di mercurio 15.5 kg	1 pz
FX0000854070	FILTRO ACR per ChemFAST 06-12 - iodio radioattivo 16 kg	1 pz
FX0000854080	FILTRO FOR per ChemFAST 06/12 - formalina 18 kg	1 pz.
FX0000854090	Filtro HEPA per ChemFAST 06/12/15 - polveri e particelle in genere	
FX0000854500	TAVOLO DI SUPPORTO per ChemFAST 12	1 pz.
FX0000854510	CARRELLO MOBILE per ChemFAST 12	1 pz
FX0000854520	Mobile trolley for ChemFAST 12	1 pezzo
FX0000854700	RUBINETTO GAS CON ELETTROVALVOLA	1 pz
FX0000854800	FILTRO A/C GENERICO 610X610X30	1 pezzo
FX0000854840	FILTRO A/C ACIDO SOLFOR. 610X610X30	1 pezzo
FX0000864400	Cassone senza raccordo per filtro aggiuntivo espulsione per ChemFAST 15	1 pezzo



Code	Description	Packaging
FX0000864430	Cassone senza filtro per addizionale HEPA, per Chemfast 15, con raccordo	1 pezzo
FX0000864500	TAVOLO DI SUPPORTO per ChemFAST 15	1 pz
FX0000864510	CARRELLO MOBILE per ChemFAST 15	1 pz
FX0008454000	Presa elettrica addizionale per Chemfast	1 pz
FX00220A4120	Filtro HEPA di ricambio, sotto sup. lavoro, c/carbone, install. in fabbrica	1 pezzo



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

