

**Cappa chimica ChemFAST Premium****Faster**

Cappa chimica a basso consumo per applicazioni generiche di laboratorio disponibile nelle larghezze frontali 1200mm, 1500 mm, 1800 mm.

**Caratteristiche**

- Tecnologia aeraulica ibrida a 3 stadi: ricircolo interno al vano cappa tramite motoventilatore, filtrazione a bordo cappa ed espulsione esterna di una minima aliquota di aria.
- Dotata di dispositivo anemometrico.
- Pannello touch-screen a colori.
- Elementi filtranti a bordo cappa facilmente sostituibili e reperibili in commercio.
- Cassetti aspirati sotto il vano filtrante per il posizionamento dei reagenti di utilizzo quotidiano.
- Canalizzazione di espulsione con diametro inferiore a 180 mm.
- Piano in monolite ipergres con finitura lucida ad elevata resistenza superficiale.
- Prese elettriche con grado di protezione IP66
- Illuminazione a LED.
- Velocità dell'aria < a 0,15 m/s.

**Vantaggi**

- **Sicurezza.** Rimozione e filtrazione dei contaminanti esattamente dove si sono formati.
- **Economicità.** Risparmio sui consumi di aria climatizzata.
- **Rispetto dell'ambiente.** Espulsione in ambiente esterno solo di aria filtrata.
- **Installazione semplice** grazie alle canalizzazioni di piccole dimensioni.
- **Ergonomia.** La prima cappa chimica studiata per lavorare anche seduti.
- **Semplice impostazione e controllo dei parametri.** Pannello di controllo touch screen di grandi dimensioni
- **Protezione elettrica.** Prese IP66 a spina inserita, ovvero quando la spina è in uso



- Accessori e optional disponibili a richiesta.

Code	Description	Packaging
F00080200000	cappa ChemFAST Premium 12 - tecnologia ibrida - fronte lavoro 120 cm	1 pz
F00080500000	cappa ChemFAST Premium 15 - tecnologia ibrida - fronte lavoro 150 cm	1 pz
F00080800000	cappa ChemFAST Premium 18 - tecnologia ibrida - fronte lavoro 180 cm	1 pz



## Accessories

Code	Description	Packaging
FX0080220100	Piano di lavoro in PP 900X700 per ChemFAST Premium 120	1 pz
FX00802202S6	Piano di lavoro in acciaio 900X700 per ChemFAST Premium 120	1 pz
FX0080220800	Rastrelliera interna ChemFast 12	1 pz
FX0080222700	Kit 4 prese interne per ChemFAST Premium12	1 pz
FX0080226000	Piano di lavoro in gres per CHEMFAST P 12, dim. 900X700 mm	1 pz
FX0080227000	Piano di lavoro in HPL per CHEMFAST P 12, dim. 900X700 mm	1 pz
FX0080520100	Piano di lavoro in PP per CHEMFAST P 15, dim. 1200X700 mm	1 pz
FX00805202S6	Piano di lavoro in acciaio inox 316L per CHEMFAST P 15, dim. 1200X700 mm	1 pz
FX0080522700	Kit 4 prese interne ChemAST Premium 15	1 pz
FX0080526000	Piano di lavoro in gres per CHEMFAST P 15, dim. 1200X700 mm	1 pz
FX0080527000	Piano di lavoro in HPL per CHEMFAST P 15, dim. 1200X700 mm	1 pz
FX0080820100	Piano di lavoro in PP per CHEMFAST P 18, dim. 1500X700 mm	1 pz
FX00808202S6	Piano di lavoro in acciaio 1500X700 per ChemFAST Premium 180	1 pz
FX0080820400	Kit Motore Espulsione Integrato	1 pezzo
FX0080820600	KIT REMOTE FAST ChemFast Premium	1 pz
FX0080820800	Rastrelliera interna ChemFast 18	1 pz
FX0080820900	KIT INVERTER per estrattore remoto	1 pz
FX0080822700	Kit 4 prese interne per ChemFAST Premium18	1 pz



Code	Description	Packaging
FX0080823400	H2O KIT: TAP-CONTROL-SINK in materiale plastico per ChemFAST Premium	1 pz
FX0080823600	H2O KIT: TAP-CONTROL-SINK in acciaio inossidabile per ChemFAST Premium	1 pz
FX0080823700	KIT VUOTO (V): TAP-CONTROL in materiale plastico	1 pz
FX0080823900	KIT VUOTO (V): TAP-CONTROL in acciaio inossidabile	1 pz
FX0080824200	KIT ARIA COMPRESSA (CA): TAP-CONTROL in acciaio inossidabile	1 pz
FX0080824500	KIT AZOTO(N2): TAP-CONTROL in acciaio inossidabile	1 pz
FX0080824600	KIT METANO (CH4): TAP-CONTROL in acciaio inossidabile	1 pz
FX0080824800	KIT OSSIGENO (O2): TAP-CONTROL in acciaio inossidabile	1 pz
FX0080825100	KIT ELIO(HE): TAP-CONTROL in acciaio inossidabile	1 pz
FX0080825200	COMANDO CO2 CON EROGATORE CHEMFAST P RILSAN	1 pz
FX0080825300	KIT CO2 : TAP-CONTROL in acciaio inossidabile	1 pz
FX0080826000	Piano di lavoro in gres per CHEMFAST P 18, dim. 1500X700 mm	1 pz
FX0080827000	Piano di lavoro in HPL per CHEMFAST P 18, dim. 1500X700 mm	1 pz
FXR000000001	Motore di aspirazione remoto trifase VSB14 450 m3/h per PREMIUM	1 pz
FXR000000007	Box ext.filtrazione solventi, PVC: 8 filtri +1 prefiltro per CHF 12-15-18	1 pz
FXR000000012	Box ext.filtrazione acidi, PVC: 8 filtri+1 prefiltro per chemfast 12-15-18	1 pz
FXR000000015	Base di supporto per box filtrazione esterno	1 pz
FXR000000016	Filter cell per solventi	1 pz
FXR000000017	Filter cell per acidi	1 pz
FXR000000018	Prefilter cell per box filtrazione in PVC, 4 celle	1 pz



Code	Description	Packaging
FXR000000019	Prefilter cell per box filtrazione in PVC 6-30 celle	1 pz
FXR000000020	Serranda manuale diam 160 mm per PREMIUM	1 pz
FXR000000060	Sezionatore per Aspiratore	1 pezzo
FXR008060100	MOBILE SOTTOCAPP A ChemFAST ASPIRATO L. 600 mm	1 pz
FXR008060200	MOBILE SOTTOCAPP A ChemFAST ASPIRATO L. 900 mm	1 pz
FXR008070091	Kit di aspirazione	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

