

**Bagno digitale****Stuart**

Bagnomaria per evaporatore rotante. Per laboratorio chimico, biochimico. Ideale per qualunque applicazione preparativa, per la concentrazione di frazioni raccolte da colonna cromatografica o processi di estrazione.

Caratteristiche

- Struttura esterna in PP chimicamente resistente.
- Vasca circolare in acciaio inox, capacità 4,3 litri.
- Range di temperatura: ambiente-+90°C
- Display digitale
- Dimensioni (l x p x h): 285 x 295 x 244 mm



Code	Description	Packaging
LLG06288750	Bagnomaria RE400DB, 4 litri, Ø 220 mm, dim.est.285x295x244 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

