

**Produttore di ghiaccio in granuli FIM****Evermed**

I produttori di ghiaccio della serie FIM di Evermed sono dei produttori di ghiaccio granulare, garantendo prestazioni e affidabilità. Questi dispositivi sono stati progettati per soddisfare le esigenze delle diverse applicazioni in ambito medico e farmaceutico.

La serie FIM di Evermed assicura un rifornimento costante di ghiaccio per le vostre esigenze mediche, scientifiche o farmaceutiche.

Realizzati in resistente acciaio INOX. Con cinque modelli tra cui scegliere, che offrono una produzione automatica che va da 60 a 250 Kg/24h, troverete sicuramente il dispositivo adatto alle vostre necessità.

Uno dei punti di forza di questa serie è la presenza di un contenitore riserva-ghiaccio incorporato con fermo pieno. Questo permette di accumulare ghiaccio granulare in quantità, garantendo un approvvigionamento costante anche nei momenti di maggiore richiesta.

Inoltre, potrete scegliere il tipo di raffreddamento che meglio si adatta alle vostre esigenze, con opzioni di raffreddamento ad aria o acqua, in modo da poter integrare il dispositivo in diversi ambienti senza compromettere le prestazioni.



Code	Description	Packaging
CAA600	PRODUTTORE DI GHIACCIO GRANULARE FIM 60 A, Produzione (kg/24h): 60, Capacità di stoccaggio (kg): 10	1 pz.
CAA601	PRODUTTORE DI GHIACCIO GRANULARE FIM 60 W, Produzione (kg/24h): 60, Capacità di stoccaggio (kg): 10	1 pz.
CAA900	PRODUTTORE DI GHIACCIO GRANULARE FIM 90 A, Produzione (kg/24h): 90, Capacità di stoccaggio (kg): 20	1 pz.
CAA901	PRODUTTORE DI GHIACCIO GRANULARE FIM 90 W, Produzione (kg/24h): 90, Capacità di stoccaggio (kg): 20	1 pz.
CAA950	PRODUTTORE DI GHIACCIO GRANULARE FIM 95 A, Produzione (kg/24h): 90, Capacità di stoccaggio (kg): 30	1 pz.
CAA951	PRODUTTORE DI GHIACCIO GRANULARE FIM 95 W, Produzione (kg/24h): 90, Capacità di stoccaggio (kg): 30	1 pz.
CAB400	PRODUTTORE DI GHIACCIO GRANULARE FIM 140 A, Produzione (kg/24h): 150, Capacità di stoccaggio (kg): 40	1 pz.
CAB401	PRODUTTORE DI GHIACCIO GRANULARE FIM 140 W, Produzione (kg/24h): 150, Capacità di stoccaggio (kg): 40	1 pz.
CAB500	PRODUTTORE DI GHIACCIO GRANULARE FIM 150 A, Produzione (kg/24h): 150, Capacità di stoccaggio (kg): 55	1 pz.
CAB501	PRODUTTORE DI GHIACCIO GRANULARE FIM 150 W, Produzione (kg/24h): 150, Capacità di stoccaggio (kg): 55	1 pz.
CAC500B	PRODUTTORE DI GHIACCIO GRANUL. FIM 250 A+BIN 200, Produzione (kg/24h): 250, Capacità di stoccaggio (kg): 200	1 pz.
CAC501B	PRODUTTORE DI GHIACCIO GRANUL. FIM 250 W+BIN 200, Produzione (kg/24h): 250, Capacità di stoccaggio (kg): 200	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

