

**Produttore di ghiaccio in granuli FIM****Evermed**

I produttori di ghiaccio della serie FIM di Evermed sono dei produttori di ghiaccio granulare, garantendo prestazioni e affidabilità. Questi dispositivi sono stati progettati per soddisfare le esigenze delle diverse applicazioni in ambito medico e farmaceutico.

La serie FIM di Evermed assicura un rifornimento costante di ghiaccio per le vostre esigenze mediche, scientifiche o farmaceutiche.

Realizzati in resistente acciaio INOX. Con cinque modelli tra cui scegliere, che offrono una produzione automatica che va da 60 a 250 Kg/24h, troverete sicuramente il dispositivo adatto alle vostre necessità.

Uno dei punti di forza di questa serie è la presenza di un contenitore riserva-ghiaccio incorporato con fermo pieno. Questo permette di accumulare ghiaccio granulare in quantità, garantendo un approvvigionamento costante anche nei momenti di maggiore richiesta.

Inoltre, potrete scegliere il tipo di raffreddamento che meglio si adatta alle vostre esigenze, con opzioni di raffreddamento ad aria o acqua, in modo da poter integrare il dispositivo in diversi ambienti senza compromettere le prestazioni.



| Code    | Description                                                                                                  | Packaging |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAA600  | PRODUTTORE DI GHIACCIO GRANULARE FIM 60 A, Produzione (kg/24h): 60, Capacità di stoccaggio (kg): 10          | 1 pz.     |
| CAA601  | PRODUTTORE DI GHIACCIO GRANULARE FIM 60 W, Produzione (kg/24h): 60, Capacità di stoccaggio (kg): 10          | 1 pz.     |
| CAA900  | PRODUTTORE DI GHIACCIO GRANULARE FIM 90 A, Produzione (kg/24h): 90, Capacità di stoccaggio (kg): 20          | 1 pz.     |
| CAA901  | PRODUTTORE DI GHIACCIO GRANULARE FIM 90 W, Produzione (kg/24h): 90, Capacità di stoccaggio (kg): 20          | 1 pz.     |
| CAA950  | PRODUTTORE DI GHIACCIO GRANULARE FIM 95 A, Produzione (kg/24h): 90, Capacità di stoccaggio (kg): 30          | 1 pz.     |
| CAA951  | PRODUTTORE DI GHIACCIO GRANULARE FIM 95 W, Produzione (kg/24h): 90, Capacità di stoccaggio (kg): 30          | 1 pz.     |
| CAB400  | PRODUTTORE DI GHIACCIO GRANULARE FIM 140 A, Produzione (kg/24h): 150, Capacità di stoccaggio (kg): 40        | 1 pz.     |
| CAB401  | PRODUTTORE DI GHIACCIO GRANULARE FIM 140 W, Produzione (kg/24h): 150, Capacità di stoccaggio (kg): 40        | 1 pz.     |
| CAB500  | PRODUTTORE DI GHIACCIO GRANULARE FIM 150 A, Produzione (kg/24h): 150, Capacità di stoccaggio (kg): 55        | 1 pz.     |
| CAB501  | PRODUTTORE DI GHIACCIO GRANULARE FIM 150 W, Produzione (kg/24h): 150, Capacità di stoccaggio (kg): 55        | 1 pz.     |
| CAC500B | PRODUTTORE DI GHIACCIO GRANUL. FIM 250 A+BIN 200, Produzione (kg/24h): 250, Capacità di stoccaggio (kg): 200 | 1 pz.     |
| CAC501B | PRODUTTORE DI GHIACCIO GRANUL. FIM 250 W+BIN 200, Produzione (kg/24h): 250, Capacità di stoccaggio (kg): 200 | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

