

**Agitatore orbitale Hula Dancer Basic / Digital****IKA**

Agitatore orbitale Hula Dancer Basic / Digital. Hula Dancer è un potente agitatore orbitale con un robusto alloggiamento per forte stabilità. E' adatto per un carico massimo di 100 g. Hula Dancer basic ha velocità fissa di 2800 rpm.

**Caratteristiche**

- Agitazione: orbitale
- Orbita: 4.5 mm
- Capacità, volume: 100 g
- Potenza motore assorbita / erogata: 9.5 / 5 W
- Temperatura ambiente ammessa: 5 ... 40 °C
- Umidità relativa ammessa: 80 %
- Dimensioni (Diam. x H): 123 x 123 x 42 mm
- Peso: 700 g
- Alimentazione: 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz
- Custodia conforme a DIN EN 60529: IP 40



| Code        | Description  | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG06274875 | Agitatore Hula Dancer basic, 2800 rpm, Carico massimo 0,100000 kg        | 1 pz      |
| LLG04665611 | Agitatore Hula Dancer digital, 1200 ... 2800 rpm, Carico max 0,100000 kg | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

