

**Bagni termostatici con agitazione serie Optima****Grant**

Bagni termostatici con agitazione serie Optima. Strumenti completi con vasca in plastica o in acciaio inossidabile, piattaforma di montaggio a ponte e controllore termostatico. Alimentazione 220-240V, 50/60Hz.

- I due modelli di riscaldatori per uso generale offrono eccellente uniformità e stabilità di temperatura con un range raffreddante/riscaldante da 0 a 100°C (T100) e da -15°C a +120°C (TC120)

- I due modelli avanzati di riscaldatori si caratterizzano per un'interfaccia di programmazione moderna, con guida ad icone e display a colori. Range raffreddante/riscaldante da -15°C a 150°C (TX150) e da -15°C a +200°C (TXF200).

- I bagni con agitazione ed i circolatori Grant sono una fonte precisa di riscaldamento e raffreddamento. Range completo di 32 modelli che copre dalle necessità base alle esigenze più sofisticate, nel quale ogni modello rappresenta un eccellente valore economico, un'intuitiva programmazione ed un accurato e sicuro controllo della temperatura.

- E' disponibile, come accessorio, un coperchio piramidale incernierato che riduce l'evaporazione, evita la perdita di calore e la contaminazione del campione.

- Vasca in acciaio inossidabile (ST) ad alta efficienza (range da -15°C a +200°C)

- Rubinetto di scarico incluso nei modelli ST12, ST18, ST26 ed ST38.

E' necessario utilizzare come accessori delle sfere in polipropilene o un coperchio quando si lavora a temperature comprese tra 60°C e 100°C. Al di sopra dei 100°C è necessario utilizzare solo il coperchio.

Per utilizzo al di sotto o a temperatura ambiente sono necessari i refrigeranti opzionali a flusso C1G (LLG09920765) o C2G (LLG09920766).



Si prega di verificare la tabella articoli per lo spazio di lavoro utilizzabile.
Dimensioni esterne incluso il



controller.

Si prega di ordinare a parte le sfere o il coperchio.

Code	Description	Packaging
LLG09699641	Bagno termostatico c/agitazione T100-P12, 12 L, +5/+99°C, plastica	1 pz.
LLG09699644	Bagno termostatico c/agitazione T100-ST12, 12 L, 0/+100°C, acciaio inox	1 pz.
LLG09699649	Bagno termostatico c/agitazione TC120-P12, 12 L, +5/+99°C, plastica	1 pz.
LLG09699652	Bagno termostatico c/agitazione TC120-ST12, 12 L, 0/+120°C, acciaio inox	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09699660	Bagno termostatico c/agitazione TX150-ST12, 12 L, 0/+150°C, acciaio inox	1 pz.
LLG09699668	Bagno termostatico c/agitazione TXF200-ST12, 12 L, 0/+200°C, acciaio inox	1 pz.
LLG09699642	Bagno termostatico c/agitazione T100-P18, 18 L, +5/+99°C, plastica	1 pz.
LLG09699645	Bagno termostatico c/agitazione T100-ST18, 18 L, 0/+100°C, acciaio inox	1 pz.
LLG09699650	Bagno termostatico c/agitazione TC120-P18, 18 L, +5/+99°C, plastica	1 pz.
LLG09699653	Bagno termostatico c/agitazione TC120-ST18, 18 L, 0/+120°C, acciaio inox	1 pz.
LLG09699661	Bagno termostatico c/agitazione TX150-ST18, 18 L, 0/+150°C, acciaio inox	1 pz.
LLG09699669	Bagno termostatico c/agitazione TXF200-ST18, 18 L, 0/+200°C, acciaio inox	1 pz.
LLG09699646	Bagno termostatico c/agitazione T100-ST26, 26 L, 0/+100°C, acciaio inox	1 pz.
LLG09699654	Bagno termostatico c/agitazione TC120-ST26, 26 L, -15/+120°C, acciaio inox	1 pz.
LLG09699662	Bagno termostatico c/agitazione TX150-ST26, 26 L, -15/+150°C, acciaio inox	1 pz.
LLG09699670	Bagno termostatico c/agitazione TXF200-ST26, 26 L, -15/+200°C, acciaio inox	1 pz.
LLG09699647	Bagno termostatico c/agitazione T100-ST38, 38 L, 0/+100°C, acciaio inox	1 pz.
LLG09699655	Bagno termostatico c/agitazione TC120-ST38, 38 L, -15/+120°C, acciaio inox	1 pz.
LLG09699663	Bagno termostatico c/agitazione TX150-ST38, 38 L, -15/+150°C, acciaio inox	1 pz.
LLG09699671	Bagno termostatico c/agitazione TXF200-ST38, 38 L, -15/+200°C, acciaio inox	1 pz.
LLG09699640	Bagno termostatico c/agitazione T100-P5, 5 L, +15/+99°C, plastica	1 pz.
LLG09699643	Bagno termostatico c/agitazione T100-ST5, 5 L, 0/+100°C, acciaio inox	1 pz.
LLG09699648	Bagno termostatico c/agitazione TC120-P5, 5 L, +15/+99°C, plastica	1 pz.
LLG09699651	Bagno termostatico c/agitazione TC120-ST5, 5 L, 0/+120°C, acciaio inox	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09699659	Bagno termostatico c/agitazione TX150-ST5, 5 L, 0/+150°C, acciaio inox	1 pz.
LLG09699667	Bagno termostatico c/agitazione TXF200-ST5, 5 L, 0/+200°C, acciaio inox	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

