

**Celle Cilindriche per misure polarimetriche, range-UV****Hellma**

Celle Cilindriche per misure polarimetriche, range-UV.

Lunghezza d'onda: 200 nm - 2500 nm.

Materiale ottico: SUPRASIL®.



Code	Description	Packaging
LLG06077476	Celle Cilindriche per misure polarimetriche, range-UV, Tipo macro, Cammino ottico 10 mm, Capacità 2800 µl, tappo PTFE, Dimensioni esterne (T x Ø) 12,5 x 22 mm, Larghezza interna 19 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

