

LABORHITS

Gama de bombas OTAL®- bombas flexibles de llenado

Con tapones universales de PVC blando para aberturas de recipientes de 30 - 70 mm Ø

Tubos de PE, PP, PVDF o V2A para diferentes líquidos

Disponible como bomba manual o de pedal, a elegir



El programa de bombas OTAL® lleva 70 años en el mercado. Las bombas son populares y muy valoradas gracias a su fácil manejo en el uso diario. Gracias al sencillo sistema de tapón, las bombas OTAL® pueden utilizarse para todos los recipientes habituales. El modelo de bomba OTAL® Mini permite llenar incluso recipientes muy pequeños.

Cuando se utilizan bombas OTAL®, sólo el tubo entra en contacto con el líquido, por lo que se puede trasvasar una gran cantidad de líquido utilizando tubos de PP, PVDF y acero inoxidable AISI 304 (1.4301). Los distintos diámetros de tubo permiten ajustar individualmente los volúmenes de trasiego necesarios.

Bombas manuales OTAL®

Descripción	Capacidad de la bomba aprox. l/min	Tubo Ø mm	Material del tubo de salida	Profundidad de inmersión cm	ud.E	Código
① OTAL® Minibomba manual de PP	4	10	PP	45	1	LLG09001210
② OTAL® Bomba manual de acero inoxidable	26	18	V2A	90	1	LLG09001137
③ OTAL® Bomba manual de PVDF	20	16	PVDF	70	1	LLG09001135
④ OTAL® Bomba manual de PP	20	15	PP	70	1	LLG09001115
⑤ OTAL® Bomba manual con manguera y llave de paso	12	12	PP/PVC	70	1	LLG09001138
⑥ OTAL® Batería-bomba	5	12	PP/PVC	70	1	LLG06078628
⑦ OTAL® Bomba manual de PP	26	18	PP	70	1	LLG09001118
⑧ OTAL® Bomba manual de PP	14	12	PP	70	1	LLG09001112

LABORHITS

Gama de bombas OTAL®- bombas flexibles de llenado



Bombas de pedal OTAL®

Descripción	Capacidad de la bomba aprox. l/min	Tubo Ø mm	Material del tubo de salida	Profundidad de inmersión cm	ud.E	Código
① OTAL® Bomba de pedal de PVDF	20	16	PVDF	70	1	LL09001130
② OTAL® Bomba de pedal de PP	26	18	PP	70	1	LL09001018
③ OTAL® Bomba de pedal con manguera y llave de paso	12	12	PP/PVC	70	1	LL09001133
④ OTAL® Bomba de pedal de acero inoxidable	26	18	V2A	90	1	LL09001132
⑤ OTAL® Bomba de pedal de PP	30	22	PP	90	1	LL09001022
⑥ OTAL® Batería-bomba	5	12	PP/PVC	70	1	LL07631319
⑦ OTAL® Bomba de pedal de PP	20	15	PP	70	1	LL09001015



Bombas desechables OTAL®

Descripción	Capacidad de la bomba aprox. l/min	Tubo Ø mm	Profundidad de inmersión cm	ud.E	Código
① OTAL® Bomba manual desechable	20	15	90	1	LL04670769
② OTAL® Bomba de pedal desechable	26	18	90	1	LL04670768

Accesorios	ud.E	Código
Tubos de transporte PE para bombas desechables 10 unidades OTAL®, 10 unidades	1	LL04670770