



Ácido acético glacial

Synonyms:

CH₃COOH**Classification****Danger**

Molecular weight

60.05 ONU**2789**

CAS

64-19-7 Transport hazard
class:**8**

EEC-N:

200-580-7 Packing**II****Ácido acético glacial****> RPE - Para análisis - ACS - Reag. Ph.Eur. -
Reag. USP****Grado Analítico**

Description	Clear liquid or crystalline	-
Colour	<= 10	APHA
Identification	Positive	-
Water miscibility	Conform	-
Titration base	Conform	-
Boiling point	118.3 - 118.8	?C



Ácido acético glacial

> RPE - Para análisis - ACS - Reag. Ph.Eur. -
Reag. USP

Grado Analítico

Substances Reducing Dichromate (K2Cr2O7)	Conform	-
Assay	99.5 - 100.5	%
Residue on evaporation	<= 10	ppm
Formic acid	<= 0.05	%
Acetic anhydride	<=100	ppm
Chloride	<= 1	ppm
Carbonyl compounds (as CO)	<= 50	ppm
Phosphate	<= 0.5	ppm
Heavy metals (as Pb)	<= 0.5	ppm
Sulfate	<= 0.5	ppm
Ag	<= 0.02	ppm
Al	<= 0.05	ppm
As	<= 0.01	ppm
Ba	<= 0.1	ppm
Be	<= 0.02	ppm
Bi	<= 0.02	ppm
Ca	<= 0.2	ppm
Cd	<= 0.05	ppm
Co	<= 0.01	ppm
Cr	<= 0.03	ppm



Cu	<= 0.01	ppm
Fe	<= 0.2	ppm
K	<= 0.1	ppm
Li	<= 0.02	ppm
Mg	<= 0.1	ppm
Mn	<= 0.01	ppm
Mo	<= 0.05	ppm
Na	<= 0.5	ppm
Ni	<= 0.03	ppm
Pb	<= 0.02	ppm
Sr	<= 0.02	ppm
Ti	<= 0.1	ppm
Tl	<= 0.05	ppm
V	<= 0.05	ppm
Zn	<= 0.05	ppm
Zr	<= 0.1	ppm
Water (K.F.)	<= 1500	ppm
Assay (GC)	>= 99.8	%
Acetaldehyde	<= 500	ppm



Ácido acético glacial

> RPE - Para análisis - ACS - Reag. Ph.Eur. -
Reag. USP

Grado Analítico

ID	Size	Packaging
000000000000401421	1 l	Botella de vidrio con recubrimiento de PVC (botella de vidrio c/ PVC)
401421X6	6 x 1 L	Caja completa con 6 x 1L botella de vidrio con recubrimiento de PVC
000000000000401422	1 l	Botella de vidrio
401422X6	6 x 1 L	Caja completa con 6 x 1L botella de vidrio
000000000000401424	2.5 l	Botella de vidrio
401424X4	4 x 2,5 L	Caja completa con 4 x 2.5L botella de vidrio
000000000000401425	30 kg	Bidón de plástico



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA Reagents
operates with a Certified
Quality Management
System

