

**Esterilizadores digitales verticales, serie AES****Raypa****Esterilizadores digitales verticales, serie AES**

Estos autoclaves disponen de microprocesadores controlados y monitorizados con 10 programas de esterilización, de los cuales 4 son fijos y 6 son libremente programables.

- Temperatura de trabajo de 100 a 134 °C
- Disponible bajo pedido con bomba de vacío y generador de vapor
- Modo Agar (40 a 80 °C)
- Interfaz RS 232
- Temporizador
- Puesta en marcha automática programable (24 h)
- Funciones completamente automáticas
- Carcasa y tapa de acero inoxidable AISI 304
- Cámara de esterilización, tapa y sistema de cierre de acero inoxidable AISI 316
- Calefacción eléctrica con elementos calefactores protegidos en el interior de la cámara
- Válvula de seguridad
- Termostato de seguridad
- Purga automática del aire controlada por un microprocesador
- Válvulas manuales para vaciar la cámara de esterilización y purgar el vapor

**-Requisitos de suministro:****AES-12 y AES-75: 230 V 16 A monofásica****AES-110 y AES-150: 400 V + Neutro (3 fases)**

Code	Description	Packaging
LLG06267578	Automatic autoclaves AES-50	1 pz.
LLG09851893	Automatic autoclaves AES-12	1 pz
LLG09851894	Automatic autoclaves AES-28	1 pz
LLG09851895	Automatic autoclaves AES-75	1 pz
LLG09851896	Automatic autoclaves AES-110	1 pz
LLG09851897	Automatic autoclaves AES-150	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

