

**Frascos para muestras, PP, para toma de muestras de agua, estériles**

Estos frascos esterilizados por rayos gamma están especialmente diseñados para tomar, manipular, transportar y almacenar muestras de agua. Se fabrican en polipropileno transparente o de color ámbar. Los frascos transparentes se fabrican con polipropileno de grado especial transparente similar al vidrio. Las botellas ámbar se fabrican con un polipropileno transparente de color ámbar que es muy translúcido pero que impide que la luz UV penetre en el interior de la botella. La forma cuadrada del cuerpo ofrece un fácil manejo y soluciones óptimas para ahorrar espacio durante el período de almacenamiento. El cuello ancho de la botella (GL 50) facilita el llenado y el vertido. El tapón está hecho de PE con cierre autoadhesivo con anillo de seguridad integral. El diseño interior del tapón asegura un cierre hermético y garantiza una excelente botella a prueba de fugas y contaminación. La graduación en relieve (precisión de  $\pm 2\%$ ) en la pared lateral permite la verificación del volumen. Cada botella es etiquetada especificando, por ejemplo, las descripciones de la muestra y de la fuente, el código y los números de lote y la fecha de caducidad.

Las botellas con tiosulfato de sodio líquido (20 mg/lit - según ISO/FIS 19458:2006 ) son ideales para analizar el agua destinada al consumo humano, las piscinas y cualquier otra agua en la que el cloro pueda modificar la composición de la muestra.

Botellas vacías, sin tiosulfato de sodio; ideales para tomar muestras de agua para análisis físicos y químicos, así como para otros requerimientos de muestras que requieran botellas estériles.

Se dispone de botellas individuales envasadas a petición del interesado.



Code	Description	Packaging
LLG09001075	Sample bottles, 250 mlPP, clear, st/108	108 pz.
LLG09001076	Sample bottles, 500 mlPP, clear, ste/84	84 pz.
LLG09001077	Sample bottles, 1000 mlPP, clear, st/30	30 pz.
LLG09001081	Sample bottles, 250 mlPP, clear, st/108	108 pz.
LLG09001082	Sample bottles, 500 mlPP, clear, ste/84	84 pz.
LLG09001083	Sample bottles, 1000 mlPP, clear, st/30	30 pz.
LLG09001085	Sample bottles, 500 mlPP, amber, ste/84	84 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

