



### Incubadoras INplus e IFplus

Incubadoras para la investigación, la medicina, los productos farmacéuticos y la tecnología alimentaria. Las cargas de las cámaras orgánicas requieren un calentamiento suave. Por esta razón, el sistema de calefacción y control está especialmente optimizado para bajas temperaturas de hasta +80 °C. Para evitar los excesos de temperatura, la temperatura se aumenta dentro de un rango de control muy estrecho y se mantiene exactamente en el valor de consigna.

- Con calefacción de superficie completa
- El aire fresco está precalentado
- Con una puerta de cristal interior

#### **TwinDISPLAY: ControlCOCKPIT con dos pantallas a color**

Puede encontrar una descripción detallada del modelo "TwinDISPLAY" en [www.memmert.com](http://www.memmert.com)



Code	Description	Packaging
LLG09537969	Incubator IN30plus+20...+80°C, 32 ltr.,	1 pz.
LLG09537970	Incubator IN55plus+20...+80°C, 53 ltr.,	1 pz.
LLG09537971	Incubator IN75plus+20...+80°C, 74 ltr.,	1 pz.
LLG09537972	Incubator IN110plus+20...+80°C, 108 ltr	1 pz.
LLG09537973	Incubator IN160plus+20...+80°C, 161 ltr	1 pz.
LLG09537974	Incubator IN260plus+20...+80°C, 256 ltr	1 pz.
LLG09537975	Incubator IN450plus+20...+80°C, 449 ltr	1 pz.
LLG09537976	Incubator IN750plus+20...+80°C, 749 ltr	1 pz.
LLG09537985	Incubator IF30plus+20...+80°C, 32 ltr.,	1 pz.
LLG09537986	Incubator IF55plus+20...+80°C, 53 ltr.,	1 pz.
LLG09537987	Incubator IF75plus+20...+80°C, 74 ltr.,	1 pz.
LLG09537988	Incubator IF110plus+20...+80°C, 108 ltr	1 pz.
LLG09537989	Incubator IF160plus+20...+80°C, 161 ltr	1 pz.
LLG09537990	Incubator IF260plus+20...+80°C, 256 ltr	1 pz.
LLG09537991	Incubator IF450plus+20...+80°C, 449 ltr	1 pz.
LLG09537992	Incubator IF750plus+20...+80°C, 749 ltr	1 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

