



Hornos universales UNplus y UFplus

Memmert

Hornos universales UNplus y UFplus

El genio polifacético de las estufas de calefacción cubre una multitud de aplicaciones, idealmente a temperaturas superiores a los +50 °C. El aire fresco se precalienta en la cámara de precalentamiento para evitar las fluctuaciones de temperatura.

TwinDISPLAY: ControlCOCKPIT con dos pantallas a color

Puede encontrar una descripción detallada del modelo "TwinDISPLAY" en www.memmert.com



Code	Description	Packaging
LLG09869689	Universal cabinet UN30plus+20...+300°C,	1 pz.
LLG09869690	Universal cabinet UN55plus+20...+300°C,	1 pz.
LLG09869691	Universal cabinet UN75plus+20...+300°C,	1 pz.
LLG09869692	Universal cabinet UN110plus+20...+300°C	1 pz.
LLG09869693	Universal cabinet UN160plus+20...+300°C	1 pz.
LLG09869694	Universal cabinet UN260plus+20...+300°C	1 pz.
LLG09869695	Universal cabinez UN450plus+20...+300°C	1 pz.
LLG09869696	Universal cabinet UN750plus+20...+300°C	1 pz.
LLG09869705	Universal cabinet UF30plus+20...+300°C,	1 pz.
LLG09869706	Universal cabinet UF55plus+20...+300°C,	1 pz.
LLG09869707	Universal cabinet UF75plus+20...+300°C,	1 pz.
LLG09869708	Universal cabinet UF110plus+20...+300°C	1 pz.
LLG09869709	Universal cabinet UF160plus+20...+300°C	1 pz.
LLG09869710	Universal cabinet UF260plus+20...+300°C	1 pz.
LLG09869711	Universal cabinet UF450plus+20...+300°C	1 pz.
LLG09869712	Universal cabinet UF750plus+20...+300°C	1 pz.
LLG09869713	Universal cabinet UF1060plus +20...+300	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

