

**Incubadoras refrigeradas por Peltier IPPplus****Memmert****Incubadoras refrigeradas por Peltier IPPplus**

Calefacción y refrigeración sin problemas con un solo sistema gracias a la tecnología Peltier. En este sentido, las incubadoras refrigeradas IPP no sólo contribuyen a la protección del clima, sino que también logran una disminución adicional de los costes de funcionamiento de hasta el 90% en comparación con la tecnología de compresores.

-Extremadamente silenciosas, sin vibraciones y ahorrando espacio, ya que no se requiere ningún compresor

-No hay condensación en la cámara interior: debido al sistema de refrigeración cerrado de Peltier no hay intercambio de aire exterior

-Módulo de luz LED para los tamaños 110 a 750 (como opción): luz LED regulable en tres temperaturas de color alternativas (luz blanca fría, luz blanca cálida o luz blanca fría y blanca cálida, regulable en pasos de 1 %)

**TwinDISPLAY: ControlCOCKPIT con dos pantallas a color**

Puede encontrar una descripción detallada del modelo "TwinDISPLAY" en [www.memmert.com](http://www.memmert.com)



Code	Description	Packaging
LLG09538006	Cooling incubator IPP30plus0...+70°C, 3	1 pz.
LLG09538007	Cooling incubator IPP55plus0...+70°C, 5	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

