

**Cabezales de bomba Rotarus[®]****Hirschmann****Cabezales de bomba Rotarus[®]**

Para su uso con todas las bombas peristálticas rotarus[®]

PK: Con rodillos de doble pivote hechos de acero inoxidable médico de alta calidad. Con tecnología RFID para la detección y el control del cabezal de la bomba y los tubos.

MKF 4/8/12: Con componentes de aluminio anodizado y acero inoxidable. Para cassettes de tubos, con tornillo lateral para el ajuste del caudal. Con tecnología RFID para la detección y el control del cabezal de la bomba y los tubos.

PKF 60 / MKF 60: Con componentes hechos de plástico PPS duradero. Carga fácil y sencilla de los tubos. Para fijar los cabezales de la bomba a los accionamientos rotarus[®] se necesita un juego de adaptadores PKF/MKF 60. Pedir por separado.



Code	Description	Packaging
LLG09880380	Rotarus® Single Channel pump head PK 10	1 pz.
LLG09880381	Rotarus® Single Channel pump head PK 10	1 pz.
LLG09880382	Rotarus® 4 Channel pump head MKF 4-8for	1 pz.
LLG09880383	Rotarus® 8 Channel pump head MKF 8-4for	1 pz.
LLG09880384	Rotarus® 12 Channel pump head MKF 12-8f	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

