


**Gradillas para microtubos LLG, PP, 80 pocillos****LLG Labware****Gradillas para microtubos LLG, PP, 80 pocillos**

Fabricadas en polipropileno de alta resistencia. Diseñadas para alojar microtubos de 1,5 ml / 2,0 ml (matriz de 5 x 16) en un rango de temperatura de - 80 °C a 121 °C. Números moldeados en la superficie para una fácil identificación de las muestras. Aptas para autoclave a 121 °C.



Code	Description	Packaging
LLG04672062	LLG-80-well Microtube racks, assorted co	5 pz.
LLG04672063	LLG-80-well Microtube racks, yellow, PP,	5 pz.
LLG04672064	LLG-80-well Microtube racks, red, PP, fo	5 pz.
LLG04672065	LLG-80-well Microtube racks, blue, PP, f	5 pz.
LLG04672067	LLG-80-well Microtube racks, orange, PP,	5 pz.
LLG04672068	LLG-80-well Microtube racks, green, PP,	5 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

