



## Juegos de adaptadores para el aspirador FTA-1 / FTA-2i

### Juegos de adaptadores para el aspirador FTA-1 / FTA-2i

#### Material de suministro:

**HAS-1:** Controlador de vacío manual, adaptador de 1 canal (con expulsor) para puntas de 200  $\mu$ l, adaptador de 1 canal con clavija de acero inoxidable de 125 mm, adaptador de 1 canal con clavija de acero inoxidable de 40 mm, adaptador de 8 canales (con expulsor) para puntas de 200  $\mu$ l, adaptador de 8 canales con clavija de acero inoxidable de 35 mm, soporte SH-6

**MA-8:** Adaptador de tubo, punta de aspiración de 8 canales, portapuntas de 8 canales



Code	Description	Packaging
LLG09721077	8 channel adapter set	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

