



Juegos de adaptadores para el aspirador FTA-1 / FTA-2i

Juegos de adaptadores para el aspirador FTA-1 / FTA-2i

Material de suministro:

HAS-1: Controlador de vacío manual, adaptador de 1 canal (con expulsor) para puntas de 200 μ l, adaptador de 1 canal con clavija de acero inoxidable de 125 mm, adaptador de 1 canal con clavija de acero inoxidable de 40 mm, adaptador de 8 canales (con expulsor) para puntas de 200 μ l, adaptador de 8 canales con clavija de acero inoxidable de 35 mm, soporte SH-6

MA-8: Adaptador de tubo, punta de aspiración de 8 canales, portapuntas de 8 canales



Code	Description	Packaging
LLG09721077	8 channel adapter set	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

