

**Jarras graduadas, PP, graduaciones moldeadas****VITLAB GmbH****Jarras graduadas, PP, graduaciones moldeadas**

Altamente transparentes. Con escala en relieve, pico y mango estable y fácil de agarrar. Autoclavables a 121 °C (2 bar) según DIN EN 285. Aptas para alimentos (aptas para el contacto con productos alimenticios según el Reglamento (CE) n° 10/2011). Para conservar las marcas, no limpiar a temperaturas superiores a 60 °C. Esterilizables en autoclave a 121 °C (2 bar) según DIN EN 285. Para el autoclave, recomendamos el diseño con graduaciones en relieve.



Code	Description	Packaging
LLG04672398	Measuring jugs, 250 ml, PP moulded gradu	12 pz.
LLG04672399	Measuring jugs, 500 ml. PP moulded gradu	12 pz.
LLG04672400	Measuring jugs, 1000 ml. PP, moulded gra	6 pz.
LLG04672401	Measuring jugs, 2000ml, PP moulded gradu	6 pz.
LLG04672402	Measuring jugs, 3000ml, PP moulded gradu	6 pz.
LLG04672403	Measuring jugs, 5000ml, PP moulded gradu	6 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

