



Red de recogida de agua

Windaus-Labortechnik

Red de recogida de agua

Nuevo sistema tomamuestras que facilita la toma de muestras manual.

Adaptación universal gracias a:

- Cambio rápido y sencillo del equipo para la toma de muestras
- Cambio simple gracias al mecanismo a presión
- Varillas telescópicas de fibra de vidrio extremadamente fuertes, no corrosivas
- Hasta 20 tomamuestras distintos
- Cuatro varillas telescópicas distintas de fibra de vidrio de 1,5 m hasta 6,00 m de longitud

Pedir las varillas telescópicas por separado.

Muy robusta, con red de nylon, para atrapar pulgas, bichos, partículas flotantes e insectos acuáticos. Ancho de la malla 0,8 mm. Con un robusto anillo de aluminio de 200 mm de diámetro. Versión con doble costura. Con pieza de conexión universal.



Code	Description	Packaging
LLG06263284	Water brailer net Nylon, MW 0.8 mm, for	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

