

**Tarros cilíndricos con tapa estriada, HDPE****Kartell S.p.A.****Tarros cilíndricos con tapa estriada, HDPE**

Los tarros cilíndricos se suministran con el inserto y la tapa. Gracias al gran cuello son adecuados para polvos, muestras sólidas, sustancias cremosas o semisólidas, cristales y sustancias higroscópicas.

Adecuados para alimentos según el Reglamento CE 1935/2004 y el Reglamento CE 10/2011.



Code	Description	Packaging
LLG04672393	Cylindrical jar 1000 ml, HDPE white, wit	10 pz.
LLG04672394	Cylindrical jars 120ml, HDPE pack of 10	10 pz.
LLG04672395	Cylindrical jars 250ml, HDPE pack of 10	10 pz.
LLG04672396	Cylindrical jar 500 ml, HDPE white, with	10 pz.
LLG04672397	Cylindrical jars 70 ml, HDPE pack of 10	10 pz.
LLG09073444	Cylindrical jars 1500 ml, HDPEwhite,/10	10 pz.
LLG09073446	Cylindrical jars 2000 ml, HDPEwhite,/10	10 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

