




Jeringas de microlitros, serie 1700, con TLLX y estancas al gas

Jeringas de microlitros, serie 1700, con TLLX y estancas al gas

Cilindro de vidrio con émbolo y sello recubierto de PTFE, y salida Luer Lock. Con rosca hembra de 6-32 UNC. Permite la fijación a los mecanismos del brazo de accionamiento, por ejemplo, los diluyentes/dispensadores de la serie Microlab 500. Jeringa de microlitro hermética al gas sin aguja. TLLX= Tope de émbolo ajustado para evitar daños en el sello de PTFE. Evita que la punta del émbolo llegue al final de la jeringa.



Code	Description	Packaging
LLG09221300	Microliter syringe 1702 TLLX25 µl, with	1 pz
LLG09221305	Microliter syringe 1705 TLLX50 µl, with	1 pz
LLG09221310	Microlitre syringe 1710 TLLX100 µl, wit	1 pz
LLG09221315	Microlitre syringe 1725 TLLX250 µl, wit	1 pz
LLG09221320	Microlitre syringe 1750 TLLX500 µl, wit	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

