



Baño de ultrasonidos para tamiz SONOREX SUPER RK 1040

Baño de ultrasonidos para tamiz SONOREX SUPER RK 1040

Baño de ultrasonidos para la limpieza de 1 tamiz de ensayo de 500 mm de diámetro. **Pedir por separado el soporte de tamices GH 28.**



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG09877108 | Ultrasonic bath RK 1040cap. 39.5 ltrs, | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

