



## Incubadoras de refrigeración modelos KB, KT

### Incubadoras de refrigeración modelos KB, KT

Serie KB: Incubadoras de refrigeración con tecnología de compresor, para una incubación segura y reproducible, incluso a altas temperaturas ambientales.

Rango de temperatura: -10°C a 100°C (KB 23: 0°C a 100°C).

Serie KT: Incubadoras refrigeradas con refrigeración termoeléctrica, combina un rendimiento excepcional con un bajo consumo de energía. Rango de temperatura: 4°C a 100°C.

-Velocidad del ventilador ajustable Controlador con programación por segmentos de tiempo y en tiempo real

-Puerta interior de vidrio templado de seguridad

-2 estantes de acero inoxidable

-Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora

-Interfaz de la computadora: Ethernet o RS 422

-Grabación de datos e interfaz USB (Serie KT)



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06269765 | Cooling-Incubator KT 170-230V 163 ltr/1 | 1 pz.     |
| LLG06280268 | Cooling-Incubator KT 115-230V102 ltr.,  | 1 pz.     |
| LLG06280289 | Cooling-Incubator KT 5352 Ltr., 4...100 | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

