



Incubadoras de refrigeración modelos KB, KT

Incubadoras de refrigeración modelos KB, KT

Serie KB: Incubadoras de refrigeración con tecnología de compresor, para una incubación segura y reproducible, incluso a altas temperaturas ambientales. Rango de temperatura: -10°C a 100°C (KB 23: 0°C a 100°C).

Serie KT: Incubadoras refrigeradas con refrigeración termoeléctrica, combina un rendimiento excepcional con un bajo consumo de energía. Rango de temperatura: 4°C a 100°C.

- Velocidad del ventilador ajustable Controlador con programación por segmentos de tiempo y en tiempo real
- Puerta interior de vidrio templado de seguridad
- 2 estantes de acero inoxidable
- Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora
- Interfaz de la computadora: Ethernet o RS 422
- Grabación de datos e interfaz USB (Serie KT)



Code	Description	Packaging
LLG06269765	Cooling-Incubator KT 170-230V 163 ltr/1	1 pz.
LLG06280268	Cooling-Incubator KT 115-230V102 ltr.,	1 pz.
LLG06280289	Cooling-Incubator KT 5352 Ltr., 4...100	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

