

**Baños de agua termostáticos, modelo SUB Aqua Pro digital****Grant****Baños de agua termostáticos, modelo SUB Aqua Pro digital**

Alta calidad y excelente estabilidad de la temperatura, en un paquete de valor diseñado para satisfacer las necesidades de los investigadores del mundo. La gama SUB Aqua Pro está compuesta por ocho modelos, incluyendo baños de poca profundidad y dobles.

- Tres preajustes de temperatura programables
- Grifo de drenaje en el SUB Aqua Pro 12, 18, 26 y 34
- Bloqueo del panel frontal
- Temporizador de cuenta atrás con timbre audible
- Funcionamiento en ambiente de +5 °C a 99 °C
- Estabilidad  $\pm 0,2$  °C
- Control PID digital para un rápido calentamiento y control de precisión en todo el rango de temperatura
- Protección de la muestra ajustable por el usuario y corte térmico fijo
- Tanques de acero inoxidable de alto grado
- Tapa de policarbonato antigoteo y bandeja base incluidas de serie
- Disponible como 120V o 230V.

Las esferas de polipropileno accesorias o una tapa deben usarse a temperaturas entre +60 °C y +99 °C. **Pedir las esferas de PP por separado.**



Code	Description	Packaging
LLG09905860	Water bath SUB AQUA PRO ADVANCED SAP2 d	1 pz.
LLG09905861	Water bath SUB AQUA PRO ADVANCED SAP2S	1 pz.
LLG09905862	Water bath SUB AQUA PRO ADVANCED SAP5 d	1 pz.
LLG09905863	Water bath SUB AQUA PRO ADVANCED SAP12	1 pz.
LLG09905864	Water bath SUB AQUA PRO ADVANCED SAP18	1 pz.
LLG09905865	Water bath SUB AQUA PRO ADVANCED SAP26	1 pz.
LLG09905866	Water bath SUB AQUA PRO ADVANCED SAP34	



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

