

**Soporte para la botella de silicona**

El nuevo soporte de frascos de silicona sirve para la estabilización de frascos y sistemas de frascos. El frasco o la botella descansa en el soporte antideslizante y usted puede trabajar cómodamente. Al soporte de frascos se adaptan todos los frascos de vidrio del laboratorio redondos y con cantos con un diámetro o una longitud de cantos de 75 hasta 120 mm. Además el producto se puede emplear con otros frascos de laboratorio, por ejemplo, con vasos de precipitados altos y bajos o frascos aspiradores.

## Ventajas del producto

- Empleo universal para una multitud de frascos DURAN® y artículos de vidrio
- Aumenta la estabilidad al trabajar con frascos y sistemas de frascos
- Garantiza un trabajo seguro y cómodo en el laboratorio
- Esterilizable en autoclave
- Fabricado a base de silicona resistente químicamente



Code	Description	Packaging
LLG09141264	Silicon bottle holder Ø 165mmwith 8 fle	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

