

**Electrodo de punta de lanza, BlueLine 21 pH, no rellenable****SI Analytics****Electrodo de punta de lanza, BlueLine 21 pH, no rellenable**

Electrodo combinado de pH con cuerpo de plástico, sistema de referencia de Ag/AgCl y punta de membrana de lanza. BlueLine 21 pH IDS con cable fijo de 1,5 m y enchufe digital. BlueLine 21 pH con cabezal enchufable. Combinación de cable LB 1 A o LB 1 BNC, pedir por separado. Especialmente adecuado para mediciones de penetración en medios semisólidos.

**Especificaciones**

**Rango de temperatura:** -5 ... 80 °C

**Rango de pH:** 2 ... 13 pH

**Sonda de temperatura:** no

**Longitud del cono // Diám. máx. // mín.:** 65 / 25 mm // 12 / 5 mm

**Electrolito:** Referid®

**Diafragma:** Agujero

**Resistencia de la membrana a 25 °C:** 400 MΩ





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

