

**Baños de agua digitales Serie JB Nova****Grant****Baños de agua digitales Serie JB Nova**

Baños de agua de uso general con control de temperatura estable, controles simples y calentamiento rápido. Se puede elegir entre cuatro modelos con una bandeja base y una tapa incluida de serie.

- Temperatura ambiente de +5 °C a 95 °C
- Set único y tecnología Forget™, control de temperatura rápido y fiable
- Estabilidad  $\pm 0,5$  °C
- Controles sencillos e intuitivos, la temperatura se ajusta de forma rápida y fácil
- Grifo de drenaje en bañeras de 12L, 18L y 26L
- Práctico bloqueo del panel frontal: desactiva los controles del panel frontal para evitar cambios de temperatura involuntarios
- 3 años de garantía

Esferas de polipropileno o una tapa se deben usar a temperaturas entre +60 °C y +99 °C. **Pedir las esferas de PP por separado.**



Code	Description	Packaging
LLG09905870	Water bath JB NOVA GENERAL PURPOSE JBN5	1 pz.
LLG09905871	Water bath JB NOVA GENERAL PURPOSE JBN1	1 pz.
LLG09905872	Water bath JB NOVA GENERAL PURPOSE JBN1	1 pz.
LLG09905873	Water bath JB NOVA GENERAL PURPOSE JBN2	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

