

**Baños de agua digitales básicos JB Academy****Grant****Baños de agua digitales básicos JB Academy**

Una opción ideal para escuelas y colegios que requieren un baño de agua de calidad y fácil de usar. Bandeja base incluida como estándar. Una gama de gran valor que consta de tres modelos.

-Ambiente + 5 °C a 95 °C

-Set único y tecnología Forget™, calentamiento rápido, control de temperatura fiable

-Estabilidad  $\pm 0,5$  °C

-Controles sencillos e intuitivos, la temperatura se ajusta de forma rápida y fácil

-Práctico bloqueo del panel frontal, desactiva los controles del panel frontal para evitar cambios de temperatura involuntarios

-3 años de garantía

Las esferas de polipropileno accesorias o una tapa deben usarse a temperaturas entre +60 °C y +99 °C. **Pedir la tapa y las esferas de PP por separado.**



Code	Description	Packaging
LLG09905875	Water bath JB ACADEMY BASIC JBA5 digita	1 pz.
LLG09905876	Water bath JB ACADEMY BASIC JBA12 digit	1 pz.
LLG09905877	Water bath JB ACADEMY BASIC JBA18 digit	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

