

**Impresoras para instrumentos Mettler Toledo****Adecuadas para los siguientes instrumentos Mettler Toledo:**

RS-P25, RS-P26, RS-P28: SevenExcellence™, SevenCompact™, FiveEasy Plus™, SevenMulti™

RS-P25/USB-P25: SevenExcellence™

RS-P26, RS-P28: SevenGo pro™, SevenGo pro Duo™, Densito, Refracto, SevenEasy™

Material de suministro: Impresora, cable de alimentación (específico del país), cable de interfaz, rollo de papel (1 pieza), cartucho de cinta (1 pieza)

Características Para el modelo

Reloj de tiempo real incorporado, tecla Cero/Tara: RS-P26, RS-P28

Evaluación estadística, suma: RS-P28

Conexión RS232: RS-P25, RS-P26, RS-P28

Unidad de impresión: Impresora de matriz de puntos

Cartucho de cinta: Intercambiable, tinta negra

Rollo de papel: Papel estándar 57,5 mm (W), máx. diámetro 60 mm

Calidad de la impresión: Papel estable térmicamente y resistente a la luz (GxP)

Interfaz: RS232C, conector macho 9pin o USB*(*SOLO SevenExcellence)

Dimensiones (An x L x Alt): 120 x 203 x 73 mm

Peso neto: 740g (rollo de papel incluido)



Code	Description	Packaging
LLG06251155	Printer RS-P26 with date and time with	1 pz.
LLG06252178	Compact printer RS-P25 Mettler Toledo	1 pz.
LLG09773710	Printer RS-P28 with date and time, for	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

