

**Impresoras para instrumentos Mettler Toledo**

Mettler-Toledo Online

**Impresoras para instrumentos Mettler Toledo****Adecuadas para los siguientes instrumentos Mettler Toledo:**

RS-P25, RS-P26, RS-P28: SevenExcellence™, SevenCompact™, FiveEasy Plus™, SevenMulti™

RS-P25/USB-P25: SevenExcellence™

RS-P26, RS-P28: SevenGo pro™, SevenGo pro Duo™, Densito, Refracto, SevenEasy™

**Material de suministro:** Impresora, cable de alimentación (específico del país), cable de interfaz, rollo de papel (1 pieza), cartucho de cinta (1 pieza)**Características Para el modelo****Reloj de tiempo real incorporado, tecla Cero/Tara:** RS-P26, RS-P28**Evaluación estadística, suma:** RS-P28**Conexión RS232:** RS-P25, RS-P26, RS-P28**Unidad de impresión:** Impresora de matriz de puntos**Cartucho de cinta:** Intercambiable, tinta negra**Rollo de papel:** Papel estándar 57,5 mm (W), máx. diámetro 60 mm**Calidad de la impresión:** Papel estable térmicamente y resistente a la luz (GxP)**Interfaz:** RS232C, conector macho 9pin o USB\*(\*SOLO SevenExcellence)**Dimensiones (An x L x Alt):** 120 x 203 x 73 mm**Peso neto:** 740g (rollo de papel incluido)

Code	Description	Packaging
LLG06251155	Printer RS-P26 with date and time with	1 pz.
LLG06252178	Compact printer RS-P25 Mettler Toledo	1 pz.
LLG09773710	Printer RS-P28 with date and time, for	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

