

**Electrodo de pH BlueLine, no rellenable****SI Analytics****Electrodo de pH BlueLine, no rellenable**

Electrodo de combinación de pH de bajo mantenimiento con eje de plástico, sistema de referencia Ag/AgCl. Con cable fijo de 1m, BlueLine 24 pH IDS 1,5 m, BlueLine 24-3 pH IDS 3 m). BlueLine 22 pH con cabezal enchufable (combinación de cables LB 1A o LB 1BNC, pedir por separado).

Especificaciones**Rango de temperatura: -5 ... 80 °C****Rango de pH: 0 ... 14 pH****Punto cero: pH=7,0 ±0,3****Longitud / diám.: 120 mm / 12 mm****Electrolito: Gel****Diafragma: Fibra****Forma de la membrana: Cilíndrica****Resistencia de la membrana a 25 °C: 400 M Ω** 



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

