

**Desecador Star-Thermo, PMMA/vidrio****BOLA****Desecador Star-Thermo, PMMA/vidrio**

En el nuevo desecador Star-Thermo SICCO con calefacción integrada usted puede guardar muestras y productos a temperatura constante. A partir de 5°C por encima de la temperatura ambiente hasta un máximo de 60°C se puede elegir libremente cada valor. El ventilador en la pared trasera absorbe el aire en el interior y lo insufla por la espiral que calienta. Al mismo tiempo circula el aire calentado hacia el interior. Con esta circulación se atempera de forma homogénea el espacio interior.

Sistema de doble compartimento de 2 paneles (vidrio en el interior, PMMA en el exterior), incluyendo 4 estantes intermedios agujereados de PMMA, utilizable con hasta 26 estantes como máximo. Calefacción integrada (850 W) con sensor de temperatura y circulación del aire.

Especificaciones**Paneles: transparentes****Material: PMMA/vidrio****Resistencia a la temperatura: -20°C a +70°C****Carga máxima por estante: 2,5 kg****Carga total para carga plana: 10 kg**

Code	Description	Packaging
LLG09042640	Sicco Star-Thermo-Exsiccator 310x630x42	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

