

**Recipiente aislante Magic Touch 2****Bel-Art Products****Recipiente aislante Magic Touch 2™**

Los recipientes para el hielo Magic Touch 2™ se pueden emplear tanto con hielo convencional como con mezclas refrigerantes como, por ejemplo, hielo seco, mezcla de hielo y sal común, mezclas de hielo seco y disolvente o bien nitrógeno líquido gracias a su importante capacidad aislante en combinación con una elevada resistencia química. Una superficie ligeramente estructurada permite un transporte seguro y proporciona un fenómeno óptico moderno.

Los recipientes para el hielo a base de uretano espumado son

- Ligeros
- Duraderos
- Sin sudores
- Impermeables a la humedad y a los olores
- Capaces de soportar un amplio rango de temperaturas: -196°C a 100°C
- Provistos de un cómodo pico vertedor, bordes a prueba de goteo y línea de llenado
- Con una tapa que encaja perfectamente
- Fáciles y seguros de apilar debido a una tapa y base ajustadas



Code	Description	Packaging
LLG09010632	Mini Icepan Magic Touch 2, 1.0 ltr. wit	1 pz.
LLG09010633	Mini Icepan Magic Touch 2, 1.0 ltr. wit	1 pz.
LLG09010634	Icepan Magic Touch 2, 2.5 ltr. with lid	1 pz.
LLG09010635	Icepan Magic Touch 2, 2.5 ltr. with lid	1 pz.
LLG09010636	Icepan Magic Touch 2, 4.0 ltr. with lid	1 pz.
LLG09010637	Icepan Magic Touch 2, 4.0 ltr. with lid	1 pz.
LLG09010638	Midi Icepan Magic Touch 2, 4.0 ltr. wit	1 pz.
LLG09010639	Midi Icepan Magic Touch 2, 4.0 ltr. wit	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

