

**Tamiz metálico - red de recogida**

Windaus-Labortechnik

**Tamiz metálico - red de recogida**

Nuevo sistema tomamuestras que facilita la toma de muestras manual.

Adaptación universal gracias a:

- Cambio rápido y sencillo del equipo para la toma de muestras
- Cambio simple gracias al mecanismo a presión
- Varillas telescópicas de fibra de vidrio extremadamente fuertes, no corrosivas
- Hasta 20 tomamuestras distintos
- Cuatro varillas telescópicas distintas de fibra de vidrio de 1,5 m hasta 6,00 m de longitud

**Pedir las varillas telescópicas por separado.**

**Modelo reforzado con unas tiras cruzadas de protección externa (que impiden un desabollado de la red), modelo recio de red de recogida con un anillo metálico adicional para reforzar el borde, que permite o facilita una prospección de la base del río o de la zona de la orilla. El diámetro de la red de recogida de 200 mm, ancho de malla de 1,5 mm. Con pieza de adaptación universal**



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG06263285 | Wire brailer Ø 200mm MW 1.5 mm, reinfor | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

