

**Bolsas de muestras especiales Whirl-Pak<sup>®</sup>, PE, estériles**

Las bolsas Whirl-Pak<sup>®</sup> son bolsas estériles de polietileno para muestras de laboratorio que se utilizan para transportar muestras para pruebas biológicas y otras aplicaciones.

Rango de temperatura -210 a 82 °C.

**Versiones disponibles:**

- Con bolsillo exterior para documentos. Mantiene los documentos importantes secos, limpios y separados de la muestra.
- Fabricadas con película de PE pigmentada de color negro que proporciona la máxima protección para las muestras sensibles a la luz.
- Con pala estéril blanca o azul o cucharilla estéril



Code	Description	Packaging
LLG06260459	Whirl-Pak® sample bags 115x230 mm b/500	500 pz.
LLG07970696	Whirl-Pak® sample bags 115x230 mm wi/50	50 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

