

**Bolsas de muestras especiales Whirl-Pak[®], PE, estériles**

Las bolsas Whirl-Pak[®] son bolsas estériles de polietileno para muestras de laboratorio que se utilizan para transportar muestras para pruebas biológicas y otras aplicaciones.

Rango de temperatura -210 a 82 °C.

Versiones disponibles:

- Con bolsillo exterior para documentos. Mantiene los documentos importantes secos, limpios y separados de la muestra.
- Fabricadas con película de PE pigmentada de color negro que proporciona la máxima protección para las muestras sensibles a la luz.
- Con pala estéril blanca o azul o cucharilla estéril



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06260459 | Whirl-Pak® sample bags 115x230 mm b/500 | 500 pz. |
| LLG07970696 | Whirl-Pak® sample bags 115x230 mm wi/50 | 50 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

