

**Jeringas de vidrio Dosys, vidrio de borosilicato 3.3****Socorex****Jeringas de vidrio Dosys™, vidrio de borosilicato 3.3**

Las jeringas de vidrio de borosilicato reutilizables que ofrecen una resistencia superior al choque químico y al calor. Una fantástica alternativa de bajo coste a las jeringuillas de plástico desechables. Buen complemento para los modelos de auto-relleno en muchas aplicaciones.

- Émbolo y cilindro mecanizados con precisión,
- Excelente ajuste y estanqueidad de los líquidos (no son estancas al gas)
- Graduaciones permanentes de alta visibilidad
- Se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C / 250 °F



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG06235425 | Whole glass syringes 20 ml, autoclavable | 2 pz |
| LLG06241758 | Whole glass syringes 100 ml, Dosys 155 | 1 pz |
| LLG06241759 | Whole glass syringes 250 ml, Dosys 155 | 1 pz. |
| LLG06253931 | Whole glass syringes 1 ml, autoclavable | 3 pz |
| LLG06254727 | Total glass syringe 100 ml, autoclavable | 1 pz. |
| LLG06261028 | Whole glass syringes 5 ml, autoclavable | 3 pz |
| LLG06261029 | Whole glass syringes 10 ml, autoclavable | 3 pz |
| LLG06261030 | Whole glass syringes 150 ml, Dosys 155 | 1 pz. |
| LLG06261031 | Whole glass syringes 200 ml, Dosys 155 | 1 pz. |
| LLG06902600 | Ganzglasspritzen 1 ml, Dosys 155 gradui | 1 pz |
| LLG06902603 | Ganzglasspritzen 10 ml, Dosys 155 gradu | 3 pezzi |
| LLG07658119 | Total glass syringes 30 ml, autoclavable | 2 pz |
| LLG07658120 | Total glass syringes 30 ml, Dosys 155/2 | 2 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*



