

**Jeringas de vidrio Dosys, vidrio de borosilicato 3.3****Socorex****Jeringas de vidrio Dosys™, vidrio de borosilicato 3.3**

Las jeringas de vidrio de borosilicato reutilizables que ofrecen una resistencia superior al choque químico y al calor. Una fantástica alternativa de bajo coste a las jeringuillas de plástico desechables. Buen complemento para los modelos de auto-relleno en muchas aplicaciones.

- Émbolo y cilindro mecanizados con precisión,
- Excelente ajuste y estanqueidad de los líquidos (no son estancas al gas)
- Graduaciones permanentes de alta visibilidad
- Se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C / 250 °F



Code	Description	Packaging
LLG06235425	Whole glass syringes 20 ml, autoclavable	2 pz
LLG06241758	Whole glass syringes 100 ml, Dosys 155	1 pz
LLG06241759	Whole glass syringes 250 ml, Dosys 155	1 pz.
LLG06253931	Whole glass syringes 1 ml, autoclavable	3 pz
LLG06254727	Total glass syringe 100 ml, autoclavable	1 pz.
LLG06261028	Whole glass syringes 5 ml, autoclavable	3 pz
LLG06261029	Whole glass syringes 10 ml, autoclavable	3 pz
LLG06261030	Whole glass syringes 150 ml, Dosys 155	1 pz.
LLG06261031	Whole glass syringes 200 ml, Dosys 155	1 pz.
LLG06902600	Ganzglasspritzen 1 ml, Dosys 155 gradui	1 pz
LLG06902603	Ganzglasspritzen 10 ml, Dosys 155 gradu	3 pezzi
LLG07658119	Total glass syringes 30 ml, autoclavable	2 pz
LLG07658120	Total glass syringes 30 ml, Dosys 155/2	2 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*



