



Red de raspado de la vegetación

Windaus-Labortechnik

Red de raspado de la vegetación

Nuevo sistema tomamuestras que facilita la toma de muestras manual.

Adaptación universal gracias a:

- Cambio rápido y sencillo del equipo para la toma de muestras
- Cambio simple gracias al mecanismo a presión
- Varillas telescópicas de fibra de vidrio extremadamente fuertes, no corrosivas
- Hasta 20 tomamuestras distintos
- Cuatro varillas telescópicas distintas de fibra de vidrio de 1,5 m hasta 6,00 m de longitud

Pedir las varillas telescópicas por separado.

Con un marco de aluminio doblemente reforzado, se utiliza como red de raspado en matorrales o arbustos y árboles. Red de nylon, ancho de malla de 0,2 mm, diámetro 280 mm, profundidad de la red de 500 mm. Con pieza de adaptación universal.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

